



# SECTEUR VÉTÉRINAIRE

UNITÉ DE SOINS INTENSIFS  
VÉTÉRINAIRES



**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



# KALSTEIN® Unité De Soins Intensifs Vétérinaires

## Unité de Soins Intensifs Vétérinaire

Model YR06179



### Description du produit:

- ✓ Animal ICU unité de soins intensifs
- ✓ Système d'exploitation: commande centrale intelligente, grand écran tactile
- ✓ Plate-forme d'exploitation auxiliaire: logiciel de télécommande intelligente pour téléphone portable, logiciel de télésurveillance pour tablette, logiciel de télésurveillance pour PC.
- ✓ Technologie d'ajustement adaptatif du contrôle de la température: l'équipement suit automatiquement la température corporelle de l'animal et ajuste automatiquement la température de l'unité de soins intensifs en fonction de l'augmentation et de la diminution de la température corporelle de l'animal.
- ✓ Surveillance à distance: Applicable à des appareils tels que les téléphones mobiles, les tablettes mobiles, les PCS, surveillance en temps réel dans le monde entier, délai n'excédant pas 1 minute.
- ✓ Source lumineuse: lumière froide spéciale pour l'inspection médicale, lumière chaude pour l'éclairage
- ✓ Alarme: température, humidité, concentration d'oxygène et autres alarmes anormales.



### #Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



# KALSTEIN® Unité De Soins Intensifs Vétérinaires

## Unité de Soins Intensifs Vétérinaire

Model YR06179



### Spécifications techniques:

<b>Modèle</b>	YR06179
<b>Nombre d'espaces</b>	2 pièces
<b>Dimensions</b>	980mm*723mm*1508mm
<b>Taille de la chambre</b>	784mm*570mm*620mm (compartiment unique)
<b>Contrôle de la température de l'habitacle</b>	18°C~43°C, précision ±0.5°C
<b>Contrôle de la température de cale</b>	17°C~43°C, précision ±0.5°C
<b>Contrôle de l'humidité</b>	30%~90%
<b>Concentration d'oxygène</b>	21%~80%
<b>Purification médicale par ions d'oxygène négatifs</b>	7,2*106 PCS/CM3
<b>Désinfection par ultraviolets</b>	Longueur d'onde 200 ~ 280 nm UVC stérilisation efficace par ultraviolets
<b>Système de circulation externe</b>	Système d'air frais
<b>Vaporisateur médical</b>	Volume d'atomisation maximal ≥ 0,2ml/min, particules de brouillard 0,5-2um, bruit ≤ 40 dB(A), durée d'atomisation réglée de 1 à 10min.
<b>Indicateur de soins médicaux</b>	Contrôle intelligent de niveau 4, feu rouge (soins critiques – soins spéciaux), feu jaune (soins postopératoires – soins primaires), feu blanc (observation à l'hôpital – soins secondaires), feu vert (soins légers – soins tertiaires).
<b>Lampe de thérapie infrarouge</b>	Plage de longueur d'onde 0,76-5um, longueur d'onde maximale 4um
<b>Mesure de la température des animaux</b>	Taux de rafraîchissement 5 secondes -1 minute, erreur ±0,2°C
<b>Système de sécurité</b>	Protection contre les pannes de courant
<b>Consommation électrique maximale</b>	1600W
<b>Alimentation électrique</b>	AC 220V, 60Hz
<b>Conditions de fonctionnement</b>	Humidité ambiante -10°C~40°C (intérieur)



#### #Let'sgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S







**Kalstein**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is a scientific instrument used for observing small objects. This is a scientific instrument used for observing small objects. This is a scientific instrument used for observing small objects.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
refrigerator is a device used for storing food and other items. This is a scientific instrument used for observing small objects. This is a scientific instrument used for observing small objects.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

