



LIGNES VÉTÉRIAIRES

APPAREILS D'ANESTHÉSIE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Appareils d'anesthésie**Ventilateur d'anesthésie vétérinaire****Modelé YR06103****Description:**

- ✓ Compact et peu encombrant
- ✓ Léger et facile à déplacer
- ✓ Calcul automatique de la pondération des autres paramètres
- ✓ Avec le mode de respiration PCV, la respiration se fait automatiquement.

Caractéristiques:

- ✓ Assurer le confort de l'animal
- ✓ Avec un soufflet pour les grands animaux et un soufflet pour les petits animaux
- ✓ Le gazoduc est alimenté par une source de gaz très précieuse, ce qui évite à tout jamais les fuites.
- ✓ Écran tactile TFT HD pour une utilisation simple et facile
- ✓ Batterie intégrée permettant de tenir plus de deux heures en cas de coupure de courant
- ✓ Compatible avec différentes marques d'appareils d'anesthésie vétérinaire

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Appareils d'anesthésie

Ventilateur d'anesthésie vétérinaire

Modelé YR06103



Spécifications techniques:

Modèle	YR06103
Affichage	Écran tactile TFT de 9 pouces
Type de gaz	O ₂ ou air
Pression d'entrée	280-600 kPa
Débit maximal	≤ 120 L / min
Mode de fonctionnement	VCV, PCV, SPONT, Manuel, Démonstration
Forme d'onde	Pression, débit, volume
Boucle	Boucle PV, boucle PF, boucle FV
Pression de sécurité	La pression du système ne dépasse pas 6 KPa
Type de batterie	Li-ion, autonomie de plus de 2 heures
Volume courant Plage	20 – 1500ml
Fréquence respiratoire Plage	1 ~ 150 bpm
Temps d'inspiration Gamme	0.1 ~ 12s
Rapport respiratoire Gamme	9,9:1 à 1:9,9
Pourcentage de la pause inspiratoire Plage	0 à 50
Plage PEEP	OFF, 3 ~ 20 cmH ₂ O
Gamme de pression de soutien	0 ~ 60 cmH ₂ O
Plage de pression inspiratoire	2 ~ 60 cmH ₂ O
Plage de déclenchement du débit	0,5 ~ 20L/min
Plage de déclenchement de la pression	-1 ~ -20 cmH ₂ O
PSV Insp Niveau de terminaison	25%
Paramètres de surveillance	Volume courant inspiratoire/expiratoire Gamme : 0 ~ 2500 mL
Ventilation minute	Plage d'affichage : 0 ~ 99L/min, Plage d'utilisation : 0 ~ 25L/min
Ventilation minute spontanée	Plage d'affichage : 0 ~ 99L/min, Plage d'utilisation : 0 ~ 25L/min
Pea/Pression moyenne des voies respiratoires Plage	0 ~ 80 cmH ₂ O
FiO₂ (en option) Plage	15 à 100



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is especially true for microscopes used in research and industry.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment. They are used to store and maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

